

1. Der Bogen kann entweder am PC ausgefüllt und als Datei versendet werden oder ausgedruckt und "händisch" ausgefüllt werden.

Sie finden den Bogen in Form von mehreren Blättern im Querformat (nebeneinander nach rechts fortlaufend). Blatt 1 enthält Daten zur Probe, Blatt 2 und die folgenden enthalten Tabellen zur Eingabe der Inhaltsstoffe.

3. Die Bögen können kopiert und unten angehängt werden. Jedes Blatt kann komplett kopiert und in die Zeile 31, 61 usw. kopiert werden. Die eingegebenen Werte sind nur als Beispiel zu verstehen.

4. Die in den Angaben zur Probe eingegebene interne Proben-Nummer wird automatisch in die weiteren Blätter nach rechts kopiert.